

『G.U.』

人と医療のあいだに…

JMS

舌トレーニング用具

ペコぱんだ



※原寸大です。

いつまでもおいしく、楽しく、
安全な食生活を送るために。

Orarize

Orarize

(オーラライズ)は株式会社ジェイ・エム・エスが患者様の「口腔機能向上」を願って、「Oral(口腔)」と「Rise(向上)」を合わせて作成した造語で、口腔機能向上関連製品に使用する登録商標です。

舌の運動機能は摂食・嚥下機能と深く関係しており、安全に食事をする上で重要な機能です。

舌トレーニング用具

ペコぱんだ は、
舌の筋力を強化するために開発された
自主訓練用トレーニング用具です。


食事中によくむせたり
食べ物がのどにつかえる
感じがするなどの症状は
ありますか？



スムーズに食べ物を
飲み込めるよう
嚥下機能向上のため
舌の筋力を強化
しましょう。



構成



トレーニング部

舌で押しつぶします。
力を緩めると元の形に戻るため、
連続して押しつぶすことができます。


位置決め部

前歯で軽く噛んでトレーニング
部の位置を決めます。
トレーニングしたい部分によって
噛む位置を変えることができます。


持ち手部

ここを持って使用します。
穴に指を入れて使用することで、
万が一飲み込んでしまうことを
防止できます。

使用方法



① ペコぱんだの持ち手部を
持ち、トレーニング部を【図1】
の向きになるように舌の方に
向けて口の中に入れ、位置決
め部を歯でくわえます。



② トレーニング部を【図2】の
ように舌でしっかりととら
えながら、舌を押し上げ押し
つぶします。

硬さの選び方



硬度は3種類あり、患者さんの状態に合わせて選択可能。

規格一覧

品名: ペコぱんだ

品番	型式	規格	JANコード
JF-TTP	舌トレーニング用具 S	ピンク	4987494068784
JF-TTG	舌トレーニング用具 M	グリーン	4987494068791
JF-TTY	舌トレーニング用具 H	イエロー	4987494068807

梱包単位: 10個×10箱=100個
非医療機器

●使用方法については、「取扱説明書」に従ってください。●外観・仕様は予告なしに変更することがあります。



<http://www.jms.cc>

販売元
株式会社ジェイ・エム・エス
〒730-8652 広島市中区加古町12番17号

販売代理店
株式会社 ジーシー 東京都文京区本郷3-2-14 〒113-0033

お客様窓口 ☎ 0120-179418

受付時間9:00a.m~5:00p.m.

(土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支店

●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333

営業所

●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722

●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

LJ001B1311