

「G.U.」

人と医療のあいだに…

JMS

舌トレーニング用具

ペコぱんだ



※原寸大です。

いつまでもおいしく、楽しく、
安全な食生活を送るために。

Orarize

Orarize

(オーラライズ)は株式会社ジェイ・エム・エスが患者様の「口腔機能向上」を願って、「Oral(口腔)」と「Rise(向上)」を合わせて作成した造語で、口腔機能向上関連製品に使用する登録商標です。

舌の運動機能は摂食・嚥下機能と深く関係しており、安全に食事をする上で重要な機能です。

舌トレーニング用具

ペコぱんだ は、
舌の筋力を強化するために開発された
自主訓練用トレーニング用具です。

食事中によくむせたり
食べ物がのどにつかえる
感じがするなどの症状は
ありますか？



スムーズに食べ物を
飲み込めるよう
嚥下機能向上のため
舌の筋力を強化
しましょう。



構成



トレーニング部

舌で押しつぶします。
力を緩めると元の形に戻るため、
連続して押しつぶすことができ
ます。


位置決め部

前歯で軽く噛んでトレーニング
部の位置を決めます。
トレーニングしたい部分によって
噛む位置を変えることができ
ます。


持ち手部

ここを持って使用します。
穴に指を入れて使用することで、
万が一飲み込んでしまうことを
防止できます。

使用方法



① ペコぱんだの持ち手部を
持ち、トレーニング部を【図1】
の向きになるように舌の方に
向けて口の中に入れ、位置決
め部を歯でくわえます。



② トレーニング部を【図2】の
ように舌でしっかりととら
えながら、舌を押し上げ押し
つぶします。

硬さの選び方



硬度は3種類あり、患者さんの状態に合わせて選択可能。

規格一覧

品名: ペコぱんだ

品番	型式	規格	JANコード
JF-TTP	舌トレーニング用具 S	ピンク	4987494068784
JF-TTG	舌トレーニング用具 M	グリーン	4987494068791
JF-TTY	舌トレーニング用具 H	イエロー	4987494068807

梱包単位: 10個×10箱=100個
非医療機器

●使用方法については、「取扱説明書」に従ってください。●外観・仕様は予告なしに変更することがあります。



<http://www.jms.cc>

販売元
株式会社ジェイ・エム・エス
〒730-8652 広島市中区加古町12番17号

販売代理店
株式会社 ジーシー 東京都文京区本郷3-2-14 〒113-0033

お客様窓口 ☎ 0120-179418

受付時間9:00a.m~5:00p.m.

(土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支店

●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333

営業所

●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722

●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

LJ001B1311